

Mehr Sicherheit – Weniger Stress – Diskrete Kontrolle



KUBIVENT BEDGUARD

Das Bettflucht-Warnsystem

für Pflegeeinrichtungen, Kliniken und die häusliche Pflege

KUBIVENT®

KUBIVENT BEDGUARD

Schutz für Patienten, Entlastung für Pflegepersonal und Angehörige

Man kennt das Problem: Die notwendige Beaufsichtigung vor allem von dementen und sturzgefährdeten Patienten erfordert viel Zeit und Aufmerksamkeit. Ständige Kontrollgänge, insbesondere nachts, sind nötig, um die Bettflucht zu verhindern.

Zu spät!

Herkömmliche Warnsysteme wie Kontakt- oder Sturzmatten warnen erst dann, wenn die Person das Bett bereits **verlassen hat**. Das Sturzrisiko ist dadurch wesentlich erhöht.

KUBIVENT BEDGUARD warnt früher

Das Prinzip der Frühwarnung durch Körperdrucksensoren ermöglicht die rechtzeitige Reaktion, sobald die Person das Bett **verlassen möchte** und die Bettkante belastet. So bleibt genügend Zeit, um entsprechend einzugreifen.

Der diskrete Wächter

Für den Patienten bietet der BEDGUARD spürbare Vorteile.

- Die Sicherheit vor Stürzen und Verletzungen wird deutlich erhöht.
- Die Seitengitter oder Fixierungen werden oft überflüssig.
- Keine Stolperfallen vor dem Bett durch den Wegfall von Hilfsmitteln, wie z.B. Matratzen, die oftmals eingesetzt werden, um die Verletzungsgefahr bei Stürzen zu verhindern.
- Die Bewegungsfreiheit vor dem Bett wird nicht eingeschränkt.

Weniger Pflegestress

Pflegern und pflegenden Angehörigen bietet das Frühwarnsystem KUBIVENT BEDGUARD wirksame Entlastung und weniger Aufwand.

- Nächtliche Kontrollgänge können reduziert werden.
- Keine unnötigen Gänge durch unbeabsichtigte Alarmauslösung, wie z.B. durch Besucher und Reinigungspersonal, die mit herkömmlichen, vor dem Bett platzierten Systemen versehentlich in Berührung kommen.
- Mehr Zeit für andere Aufgaben.
- Einfachste Installation und Bedienung.
- Höchste Zuverlässigkeit.



So einfach geht's!

KUBIVENT BEDGUARD wird ganz einfach unter dem Matratzenrand unmittelbar nach dem Gelenk des Betten-Rückenteils positioniert. Der Knie-Knick und die Unterschenkel-Hochstellung des Bettes bleiben dabei voll funktionsfähig. Der BEDGUARD macht all diese Bewegungen mit, ohne in seiner Wächterfunktion beeinträchtigt zu werden.

Sobald aber die Bettkante durch Beine oder Körper belastet wird, erfolgt die sofortige Alarmauslösung, wahlweise per Kabel oder Funk.

Drei Modelle

Je nach Einsatzgebiet gibt es den KUBIVENT BEDGUARD in drei Modellvarianten:

BEDGUARD Clinic-K

Für den Einsatz in Pflegeeinrichtungen und Kliniken – mit Kabelanschluss

Warnsystem bestehend aus Belastungssensor mit Anschlusskabel für Lichtrufanlagen.

Wegen der unterschiedlichen Steckervarianten für Lichtrufanlagen ist das Anschlusskabel werkseitig ohne Stecker ausgestattet. Auf Wunsch (Sie geben uns die entsprechenden technischen Daten Ihrer Lichtrufanlage) rüsten wir das System gerne mit dem passenden Stecker aus. Andernfalls kann dies auch durch Ihre Haustechnik erfolgen.



BEDGUARD Clinic-F

Für den Einsatz in Pflegeeinrichtungen und Kliniken – mit Funkübertragung

Warnsystem bestehend aus Belastungssensor und Funksender für Lichtrufanlagen.

Statt mit Kabel ist diese Modellvariante mit einem Funksender ausgestattet, der das Signal an Ihre mit einem Funkempfänger ausgestattete Lichtrufanlage weitergibt.

Vorteil: Größerer Aktionsradius z. B. bei häufigem Verschieben des Bettes.



BEDGUARD Homecare

Für den Einsatz in der häuslichen Pflege

Warnsystem bestehend aus Belastungssensor und Funksender und Steckdosen-Rufmelder als Alarmgeber.

Der Steckdosen-Rufmelder kann im Haus an jeder Steckdose angeschlossen werden. Der Alarm wird entweder gleichzeitig durch ein optisches und akustisches Signal angezeigt, bzw. wahlweise nur optisch oder nur akustisch.



BEDGUARD Funk-Fernbedienung

Wahlweise zur **Abschaltung** oder **Auslösung** des Alarms am Steckdosen-Rufmelder programmierbar.

BEDGUARD Mobil-Control



Handliche Funk-Fernbedienung zum Umhängen oder in die Tasche stecken.

BEDGUARD Watch-Control



Funk-Fernbedienung mit Armband (nickelfreier Verschluss)

Modelle und Zubehör

	Bestell-Nr.
BEDGUARD Clinic-K	BG-CK
BEDGUARD Clinic-F	BG-CF
BEDGUARD Homecare	BG-H
BEDGUARD Mobil-Control*	BG-Sen1
BEDGUARD Watch-Control*	BG-Sen2

* nur in Verbindung mit BEDGUARD Homecare verwendbar.

Beim Gebrauch durch den Patienten

wird die Funktion auf **Alarmauslösung** programmiert, funktioniert also als Notrufknopf. Der Patient ruft Hilfe herbei, indem er durch Drücken des roten Knopfes das Alarmsignal des Steckdosen-Rufmelders auslöst.

Beim Gebrauch durch den Helfer

kann bei einer Programmierung auf **Alarm-Abschaltung** ganz einfach per Knopfdruck das Signal gestoppt werden, ohne dies manuell direkt am Steckdosen-Rufmelder tun zu müssen. Die Situation normalisiert sich schneller, indem die schrillen Alarmtöne per Funk auch von anderen Räumen aus, ausgeschaltet werden.

Mobil und wartungsfrei

Das mobile System ist gegen Körperflüssigkeiten und Reinigungsmittel resistent. Aufgerollt kann es platzsparend gelagert bzw. transportiert werden. Ein wesentlicher Vorteil in der ambulanten Pflege.

Reinigung

Zur Reinigung und Desinfektion von BEDGUARD sind keine alkoholhaltigen Mittel zu verwenden. Wir empfehlen Aseptix® UltraSan UltraRapid sowohl als Spray als auch als Tücher. Dieses Reinigungs- und Desinfektionsmittel ist alkoholfrei, C (MMD) zertifiziert und beseitigt in 30 Sekunden: MRSA, HIV, HBV, HCV, Influenza, H1N1 (Mexican Flu), H5N1 (Avian Flu), SARS, Noro etc.

Technische Daten

Länge:	75 cm	Betriebstemperatur: +5°C bis +50°C
Breite:	8 cm	Anschlusskabel: PUR 2 x 0,5 mm ² , Länge 4 m
Stärke:	1 cm	Maximale Spannung: 30 V AC/DC
Gewicht:	0,6 kg	Typischer Schaltstrom Lichtrufanlage: 50 mA
Maximales Patientengewicht:	300 kg	Zum Anschluss an eine Rufanlage nach DIN VDE 8034
Mindestgewicht für Signalauslösung:	25 kg	Lebensdauer: Mehr als 3 Millionen Schaltvorgänge



Der KUBIVENT BEDGUARD wird hergestellt von der Strack AG, Schaffhausen, Schweiz

Weitere Produkte von KUBIVENT



Anti-Decubitus-Produkte



Standard-Pflegeprodukte



Gesundheits-Produkte

KUBIVENT®

KUBIVENT GmbH · Medizinische Polstersysteme
Max-Eyth-Straße 30 · 70736 Fellbach
Telefon: 0711/5 17 94 - 0 · Fax: 0711/5 17 94 - 94
info@kubivent.com · www.kubivent.com